

Технические характеристики

Наименование	МСО-5АС	МСО-5М	МСО-19М	МСО-19АІС	МСО-20АІС
Внешние размеры, мм	480x548x575		620x710x90		770x708x900
Внутренние размеры, мм	350x378x375		490x523x665		620x523x665
Полезная емкость, л	49		170		215
Диапазон температур, °С	Т комн.+5...+50				
Диапазон CO ₂ , %	0...20				
Регулируемость CO ₂ , %	±0,15				
Тип датчика CO ₂	ТС (термокондуктивный)		Двулучевой инфракрасный (ИК)		Инфракрасный (ИК)
Диапазон O ₂ , %	-	от 1 до 18, от 22 до 80		-	-
Регулируемость O ₂ , %	-	±0,2	±0,2	-	-
Относительная влажность, %	95±5				
Количество полок, стандарт/макс, шт	3/6	3/6	3	4	5/15
Вес, кг	49	49	94	93	106
Доступные опции и аксессуары					
Секционные двери	-	-	4-секционные двери (стандарт)	4-секционные двери (опция)	6-секционные двери (опция)
Система УФ-обеззараживания	+ (опция)	+ (опция)	+ (опция)	+ (опция)	+ (стандарт)
Система H ₂ O ₂ -обеззараживания	-	-	+	+	-
Система переключения баллонов CO ₂	+ (опция)				
Дополнительные полки	-	-	+	+	+
Роликовая подставка	+				
Внешний НЕРА-фильтр	+				