



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 октября 2015 года № РЗН 2015/3236

На медицинское изделие

Кресла медицинские манипуляционно-смотровые для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур medi-matic серии 115, модификаций: 115.7150.1, 115.7250.1, 115.7550.1, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Шмиц унд Зёне ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Zum Ostefeld 29, 58739 Wickede (Ruhr),
Germany

Производитель

"Шмиц унд Зёне ГмбХ энд Ко. КГ", Германия,
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Zum Ostefeld 29, 58739 Wickede (Ruhr),
Germany

Место производства медицинского изделия

Zum Ostefeld 29, 58739 Wickede (Ruhr), Germany

Номер регистрационного досье № РД-8863/38958 от 15.10.2015

Вид медицинского изделия 259880

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5200

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 октября 2015 года № 776
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0015233

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 октября 2015 года № РЗН 2015/3236

Лист 1

На медицинское изделие

Кресла медицинские манипуляционно-смотровые для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур medi-matic серии 115, модификаций: 115.7150.1, 115.7250.1, 115.7550.1, с принадлежностями:

1. Держатели для ног со встроенными ручками - 2 шт.
2. Держатели для ног по Гепелю со встроенными ручками - 2 шт.
3. Держатель для ног по Гепелю.
4. Держатель для ног по Гепелю, польстер черного цвета.
5. Эрго-держатели для ног: система размещения ног с переставляемым местом для пяток/икр - 2 шт.
6. Защитные чехлы, пластиковые, для держателей для ног со встроенными ручками - 2 шт.
7. Боковые шины из хром-никелевой стали для тазовой секции, длина 290мм - 2 шт.
8. Боковые шины из хром-никелевой стали для спинной секции, длина 480мм - 2 шт.
9. Боковые шины из хром-никелевой стали для тазовой секции, длина 100мм - 2 шт.
10. Зажим вращаемый из хром-никелевой стали.
11. Ручка съемная.
12. Ножная панель вынимаемая.
13. Ножная панель вставляемая.
14. Вставная секция между тазовой секцией и ножной панелью.
15. Защитный чехол для тазовой секции.
16. Подголовник.
17. Подставка для ног врача жестко фиксируемая к креслу.
18. Держатель кольпоскопа для системы Ляйзеганг, Олимпас, Лейка.
19. Держатель кольпоскопа для систем Капс, Цейсс.
20. Ступенька (прочно установленная и сдвигаемая).
21. Розетки - 2 шт.
22. Держатель для руки, длина 280мм.
23. Держатель для руки, длина 400мм.
24. Мойка циркулярная из хром-никелевой стали, выдвижная и поворотная.
25. Держатель из хром-никелевой стали для бокового позиционирования циркулярной мойки.
26. Держатель из хром-никелевой стали для установки польстера спинной секции под углом 80 градусов.
27. Впускное сито для циркуляции из хром-никелевой стали.
28. Поддон из хром-никелевой стали (355x325x65мм).
29. Поддон из хром-никелевой стали (350x325x65мм) со стоком.
30. Крышка из хром-никелевой стали для поддона.
31. Емкость 12 л из хром-никелевой стали.
32. Подушка-сидение для уродинамики.
33. Дополнительные подушки-сидения для уродинамики - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



М.А. Мурашко

0014794