



ПроМатрикс

цифровые
флюорографы
с камерой
на ПЗС-матрице

Пространственное разрешение — от 2,5 до 5 пар линий/мм
Контрастная чувствительность 1,5% при дозе на кадр
в плоскости приемника изображения не более 800 мкР

Камера на ПЗС-матрице позволяет быстро получить изображение, что экономит время персонала, а также предоставляет весь спектр новых качественных характеристик цифрового изображения.

Международный протокол DICOM позволяет интегрировать аппараты ПроМатрикс в компьютерную сеть ЛПУ, осуществлять передачу снимков и информации о пациенте в электронном виде, обработку и архивацию.

Медицинский принтер, которым комплектуется рабочее место врача, печатает снимки на термопленке.

Современное высокочастотное рентгеновское питающее устройство генерирует высокоточный электрический импульс с максимальным контролем качества снимка.

Рентгенозащитная кабина из композитных материалов многократно снижает дозовую нагрузку на персонал, который может вести работу в непосредственной близости с флюорографом. Вы получите возможность сэкономить на дополнительных средствах защиты.



По желанию заказчика доступно исполнение без рентгенозащитной кабины, на двух штативах. Оно позволяет удобно разместить аппарат и перемещать камеру и рентгеновский излучатель синхронно по вертикальной оси относительно пациента.

Универсальность