

## СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ МАШИНА ДЛЯ РУТИННОЙ РАБОТЫ


Современная ультразвуковая система, которая решает все поставленные перед ней задачи. Данная машина разработана в первую очередь для поликлиник и частных клиник. ELS-500-Lite укомплектована богатой комплектацией. Удобный интерфейс и наличие дополнительного сенсорного экрана облегчает работу и время исследования для врача.




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Непрерывная волновая доплеровская визуализация
- Анатомическая визуализация в режиме 3M
- Автоматическое измерение IMT
- 3D/4D визуализация
- Панорамное изображение
- Тканевая доплеровская визуализация (TDI)
- Цветное изображение в режиме M
- Трапециевидное изображение
- Эластография Свободной Руки


Color M mode imaging



cardiac spectrum



Cardiac M mode



4D



fetal BPD



thyroid nodules

