



производственная
компания



КАТАЛОГ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАПАРОСКОПИЯ	4
ГИНЕКОЛОГИЯ	8
УРОЛОГИЯ	14
РИНОСКОПИЯ	20
АРТРОСКОПИЯ	21
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	22
ЭНДОСКОПЫ	36

Приборы для лапароскопической хирургии


Расширенный комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации UltraHD 4K для выполнения всего спектра лапароскопических операций



ESTEN L-1 Расширенный комплект



11-1005-00	Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1 (Ultra HD 4K)
11-5001-32	Монитор выносной (32")
11-5001-27	Монитор выносной (27")
11-4001-00	Блок осветительный светодиодный (одноканальный)
00-1243-00	Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 2шт
00-1147-01	Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии
00-1147-03	(10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)*
32-2001-40	Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин)
40-4000-00	Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX
21-1002-21	Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления)
10-8002-15	Стойка передвижная СП-1 (2 кронштейна для крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 22-27

Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для лапароскопической хирургии

Расширенный комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения всего спектра лапароскопических операций



ESTEN L-2 Расширенный комплект



- | | |
|------------|---|
| 11-1003-00 | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1 (FullHD) |
| 11-5001-32 | Монитор выносной (32") |
| 11-4001-00 | Блок осветительный светодиодный (одноканальный) |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 2шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии |
| 00-1147-03 | (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)* |
| 32-2001-40 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин) |
| 40-3520-00 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 |
| 21-1002-21 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления) |
| 10-8001-15 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 22-27
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для лапароскопической хирургии

Базовый комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации Full HD для выполнения основных лапароскопических операций



ESTEN L-3 Базовый комплект



Экономичное и компактное решение для начала работы

- | | |
|------------|---|
| 12-2003-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м) |
| 00-1147-03 | Эндоскоп для лапароскопии (10 мм 30°) |
| 31-1001-20 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН I (20 л/мин) |
| 40-3520-00 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 |
| 21-1001-11 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-11 |
| 10-8001-14 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 22-27
Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для лапароскопической хирургии

Диагностический комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для проведения лапароскопической диагностики



ESTEN L-4 Диагностический комплект



Компактное решение, возможность доукомплектации до операционной стойки приобретением двух аппаратов

- 13-3001-27 Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем и монитором 27" ЭВК-3 (FullHD)
- 00-1245-00 Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 3м)
- 00-1147-03 Эндоскоп для лапароскопии (10 мм 30°)
- 31-1001-20 Инсуффлятор эндоскопический ЭИН I (20 л/мин)
- 10-8001-14 Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 27
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для эндохирургии в гинекологии


Расширенный комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации UltraHD 4K для выполнения лапароскопических операций в гинекологии, с возможностью проведения гистероскопии, моно- и биполярной гистерорезектоскопии



ESTEN LG-1 Расширенный комплект



- | | |
|------------|--|
| 12-2005-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (Ultra HD 4K) |
| 11-5001-32 | Монитор выносной (32") |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1шт |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)* |
| 00-1147-03 | |
| 00-1127-01 | Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1117-01 | |
| 32-2001-40 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин) |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-2001-41 | Гистеропомпа УПЖ-41 |
| 21-1002-21 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления) |
| 10-8002-15 | Стойка передвижная СП-1 (2 кронштейна для крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 28-31
Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для эндохирургии в гинекологии

Расширенный комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения лапароскопических операций в гинекологии, с возможностью проведения гистероскопии, моно- и биполярной гистерорезектоскопии



ESTEN LG-2 Расширенный комплект



- | | |
|------------|---|
| 12-2004-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)* |
| 00-1147-03 | |
| 00-1127-01 | Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1117-01 | |
| 32-2001-40 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин) |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-2001-41 | Гистеропомпа УПЖ-41 |
| 21-1002-21 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления) |
| 10-8001-15 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 28-31
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для эндохирургии в гинекологии

Базовый комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения лапароскопических операций в гинекологии, с возможностью проведения гистероскопии, монополярной гистерорезектоскопии



ESTEN LG-3 Базовый комплект



Экономичный полнофункциональный комплект оборудования

- | | |
|------------|---|
| 12-2004-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)* |
| 00-1147-03 | |
| 00-1127-01 | Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1 шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1117-01 | |
| 31-1001-20 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН I (20 л/мин) |
| 40-3520-00 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 |
| 22-2001-41 | Гистеропомпа УПЖ-41 |
| 21-1001-11 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-11 |
| 10-8001-15 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 28-31
Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для гистероскопии

Расширенный комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической гистероскопии, моно- и биполярной гистерорезектоскопии



ESTEN G-1 Комплект для гистероскопии



- | | |
|------------|---|
| 11-1004-00 | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1(FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 11-4001-00 | Блок осветительный светодиодный (одноканальный) |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 2 шт |
| 00-1127-01 | Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1117-01 | |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-2001-41 | Гистеропомпа УПЖ-41 |
| 10-8001-14 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 30-31
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для гистероскопии

Базовый комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической гистероскопии и монополярной гистерорезектоскопии



ESTEN G-2 Базовый комплект для гистероскопии



- | | |
|------------|---|
| 11-1004-00 | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1 (FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 11-4001-00 | Блок осветительный светодиодный (одноканальный) |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 2 шт |
| 00-1127-03 | Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии |
| 00-1117-01 | (4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1шт)* |
| 40-3520-00 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 |
| 22-2001-41 | Гистеропомпа УПЖ-41 |
| 10-8001-14 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 30-31

Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для гистероскопии

Диагностический комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической гистероскопии



ESTEN G-3 Диагностический комплект для гистероскопии



- 13-3002-27 Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем и монитором 27" ЭВК-3 (FullHD)
- 00-1225-00 Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 3м)
- 00-1127-03 Комплект жестких эндоскопов для гистероскопии (4 мм 30° - 1шт; 2,7мм 0° - 1шт)*
- 00-1117-01
- 22-2001-41 Гистеропомпа УПЖ-41
- 10-8001-14 Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 31
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика


Приборы для эндохирургии в урологии

Расширенный комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации UltraHD 4K для выполнения лапароскопических операций в урологии, с возможностью проведения цистоскопии, моно- и биполярной трансуретральной резектоскопии (ТУР)

ESTEN LU-1 Расширенный комплект



- | | |
|------------|--|
| 12-2005-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (Ultra HD 4K) |
| 11-5001-32 | Монитор выносной (32") |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1шт |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 3шт)* |
| 00-1147-03 | |
| 00-1127-02 | Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии (4 мм 12° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1127-05 | |
| 32-2001-40 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин) |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-3001-61 | Уропомпа УПЖ-61 |
| 21-1002-21 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления) |
| 10-8002-15 | Стойка передвижная СП-1 (2 кронштейна для крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 32-35

Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для эндохирургии в урологии

Расширенный комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения лапароскопических операций в урологии, с возможностью проведения цистоскопии, моно- и биполярной трансуретральной резектоскопии (ТУР)



ESTEN LU-2 Расширенный комплект



- | | |
|------------|---|
| 12-2004-00 | Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 00-1243-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1 шт |
| 00-1147-01 | Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)* |
| 00-1147-03 | |
| 00-1127-02 | Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии (4 мм 12° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)* |
| 00-1127-03 | |
| 00-1127-05 | |
| 32-2001-40 | Инсуффлятор эндоскопический ЭИН II (с подогревом, 40 л/мин) |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-3001-61 | Уропомпа УПЖ-61 |
| 21-1002-21 | Аспиратор-ирригатор УПЖ-21 (с регулировкой давления) |
| 10-8001-15 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 32-35
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы эндхирургии в урологии

Базовый комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения лапароскопических операций в урологии, с возможностью проведения цистоскопии, монополярной трансуретральной резектоскопии (ТУР)



ESTEN LU-3 Базовый комплект



Экономичный полнофункциональный комплект оборудования

12-2004-00	Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем ЭВК-2 (FullHD)
11-5001-27	Монитор выносной (27")
00-1243-00	Кабель осветительный (для эндоскопов 10 мм, длина 2,3м), 1 шт
00-1223-00	Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 1 шт
00-1147-01	Комплект жестких эндоскопов для лапароскопии (10 мм 0° - 1шт; 10 мм 30° - 1шт)*
00-1147-03	
00-1127-02	Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии (4 мм 12° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)*
00-1127-03	
00-1127-05	
31-1001-20	Инсуффлятор эндоскопический ЭИН I (20 л/мин)
40-3520-00	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350
22-3001-61	Уропомпа УПЖ-61
21-1001-11	Аспиратор-ирригатор УПЖ-11
10-8001-15	Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном крепления монитора, 5 полок, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 32-35

Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для цистоскопии

Расширенный комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической цистоскопии, моно- и биполярной трансуретральной резектоскопии (ТУР)



ESTEN U-1 Комплект для ТУР



- | | |
|------------|---|
| 11-1004-00 | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1(FullHD) |
| 11-5001-27 | Монитор выносной (27") |
| 11-4001-00 | Блок осветительный светодиодный (одноканальный) |
| 00-1223-00 | Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 2 шт |
| 00-1127-03 | Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии (4 мм 30° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)* |
| 00-1127-05 | |
| 40-4000-00 | Система электрохирургическая высокочастотная, модель ONYX |
| 22-3001-61 | Уропомпа УПЖ-61 |
| 10-8001-14 | Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном для крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток) |

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 34-35

Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для цистоскопии

Базовый комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической цистоскопии и монополярной трансуретральной резектоскопии (ТУР)



ESTEN U-2 Базовый комплект для ТУР



11-1004-00	Видеокамера эндоскопическая ЭВК-1 (FullHD)
11-5001-27	Монитор выносной (27")
11-4001-00	Блок осветительный светодиодный (одноканальный)
00-1223-00	Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 2,3м), 2 шт
00-1127-03	Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии
00-1127-05	(4 мм 30° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)*
40-3520-00	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350
22-3001-61	Уропомпа УПЖ-61
10-8001-14	Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном для крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованные комплекты инструментов - стр. 34-35

Эндоскопы - стр. 36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для цистоскопии

Диагностический комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностической цистоскопии



ESTEN U-3 Диагностический комплект для цистоскопии



- 13-3002-27 Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем и монитором 27" ЭВК-3 (FullHD)
- 00-1225-00 Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 3м)
- 00-1127-01 Комплект жестких эндоскопов для цистоскопии
- 00-1127-05 (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 70° - 1шт)*
- 22-3001-61 Уропомпа УПЖ-61
- 10-8001-14 Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном для крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Рекомендованный комплект инструментов - стр. 35
Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для артроскопии

Диагностический комплект



Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения основных артроскопических операций



ESTEN A-1 Диагностический комплект



- 13-3002-27 Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем и монитором 27" ЭВК-3 (FullHD)
- 00-1225-00 Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 3м)
- 00-1124-03 Комплект жестких эндоскопов для артроскопии
- 00-1114-01 (4 мм 30° - 1шт; 2,7 мм 0° - 1шт)*
- 22-4001-31 Артропомпа УПЖ-31
- 10-8001-14 Стойка передвижная СП-1 (с кронштейном для крепления монитора, 4 полки, держатель банок и камерной головки, блок розеток)

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Приборы для риноскопии

Диагностический комплект

Эндовидеохирургический комплекс с системой визуализации FullHD для выполнения диагностики в риноскопии



ESTEN R-1 Диагностический комплект



- 13-3002-27 Видеокамера эндоскопическая со встроенным осветителем и монитором 27" ЭВК-3 (FullHD)
- 00-1225-00 Кабель осветительный (для эндоскопов 3,5-2,7 мм, длина 3м), 2 шт
- 00-1124-01 Комплект жестких эндоскопов для риноскопии
- 00-1124-03 (4 мм 0° - 1шт; 4 мм 30° - 1шт;
- 00-1114-01 2,7 мм 0° - 1шт; 2,7 мм 30° - 1шт)*
- 00-1114-03

КТРУ 26.60.12.119-00000374
Система эндоскопической визуализации

Эндоскопы - стр.36

*Состав комплекта эндоскопов и набор приборов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Расширенный комплект

01-1023-00	(x2 шт)	Игла для пневмоперитонеума типа Вереша , с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая, Ø2,7мм, длина 15см
01-1122-10	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5мм, рабочая длина 10см
01-1123-20	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5мм, рабочая длина 10см
01-1131-20	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, краном газоподачи, с пирамидальным стилетом, Ø 10мм, рабочая длина 10см
01-1133-10	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 10мм, рабочая длина 10см
01-1142-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 12мм, рабочая длина 12см
01-1332-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуционная гильза Ø 10/5
01-1342-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуционная гильза Ø 12/5
01-1332-30	(x1 шт)	Вставка переходная , накидная Ø 10/5мм
01-1723-00	(x1 шт)	Расширитель , переходник, с направляющей для смены троакара Ø 5/10мм
01-1730-00	(x1 шт)	Расширитель троакарного отверстия трехлепестковый
01-2520-02	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , типа «Франгенхайм», поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-20	(x1 шт)	Диссектор , типа «Микстер», бранши изогнутые под углом 90°, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-23	(x2 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши изогнутые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-26	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши прямые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-11	(x2 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши изогнутые по плоскости, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-13	(x2 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши прямые, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-12	(x1 шт)	Ножницы , бранши прямые, поворотные разборные, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2620-35	(x1 шт)	Зажим , мягкий, поворотный разборный, удлиненные подвижные бранши, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-36	(x1 шт)	Зажим , тип «Клинч», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-37	(x1 шт)	Зажим , универсальный, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-40	(x1 шт)	Зажим , окончатый, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-54	(x1 шт)	Зажим , тип «Бэбкок», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-56	(x1 шт)	Зажим , тип «Граспер», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-59	(x1 шт)	Зажим , тип «Крок-Олми», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-60	(x1 шт)	Зажим кишечный тип «Дорсей», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-67	(x1 шт)	Зажим тип «Зуб тигра 2*4 зуба», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-68	(x1 шт)	Зажим тип «Манхес», многозубчатый, поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-3220-21	(x1 шт)	Электрод , тип L-образный, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3220-41	(x1 шт)	Электрод , тип шпатель, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3220-51	(x1 шт)	Электрод , тип шар, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3510-01	(x5 шт)	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов, со штекером 4мм, длина 3м
01-3621-01	(x1 шт)	Зажим биполярный , тип «Роби», окончатые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5мм, длина 33см

Продолжение расширенного комплекта для лапароскопии, см. следующую страницу

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Расширенный комплект

01-3621-03	(x1 шт)	Диссектор биполярный , изогнутые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5мм, длина 33см
01-3721-02	(x1 шт)	Щипцы биполярные , бранши тип «волна», поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3721-02	(x1 шт)	Щипцы биполярные , бранши тип «пинцет», поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3520-21	(x4 шт)	Кабель для подключения биполярных инструментов (зажимов, диссекторов, щипцов), с двумя штекерами по 4мм, длина 3м
01-6030-20	(x1 шт)	Инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор), с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с трехходовым краном, в комплекте с трубками Ø 5 и 10мм, длина 33см
01-6530-20	(x1 шт)	Ретрактор пятилепестковый с изгибаемой рабочей частью, Ø 10мм
01-6520-31	(x1 шт)	Ретрактор типа Голден Фингер Ø 5мм, тип 1
01-6520-33	(x1 шт)	Ретрактор типа Голден Фингер Ø 5мм, тип 3
01-4212-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , для ушивания троакарных ран, с трехкольцевой рукояткой, Ø 2мм, рабочая длина 21см
01-4315-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , по Берчи, для ушивания троакарных ран, с двухкольцевой рукояткой, Ø 2,5мм, рабочая длина 15см
01-4321-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , биопсийная
01-4322-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , инъекционная (пункционная)
01-4121-00	(x1 шт)	Инструмент для опускания и затягивания узла
01-4023-20	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши изогнуты влево, Ø 5мм, длина 33см
01-4023-10	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши прямые, Ø 5мм, длина 33см
01-5430-33	(x1 шт)	Клип-апликатор для средне-больших титановых клипс, цветовой код зеленый разборный, Ø 10мм, рабочая длина 33см
91-0103-6	(x1 уп)	Картридж со средне-большими клипсами , стерильный, цветовой код зеленый, по 6 клипс в картридже, 18 карт./упаковка
91-71-PP-0	(x2 уп)	Эндолигатура с петлей типа Редера, с нерассасывающейся синтетической нитью, одноразовая, стерильная 10 шт./упаковка
91-8110-00	(x3 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объём 200мл, 10 шт./упаковка
91-8120-00	(x3 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объём 400мл, 10 шт./упаковка
91-8130-00	(x3 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объём 800мл, 10 шт./упаковка
00-0402	(x1 шт)	Корзина для стерилизации и хранения эндоскопов , размер 460x150x52, на 4 эндоскопа
01-6730-00	(x1 шт)	Манипулятор-ассистент хирурга , система-держатель для инструментов и эндоскопов в комплекте с ретракторами
01-9112-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø7 мм, многоразовая, длина 20см
01-9113-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø12 мм многоразовая, длина 20см
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø2,5 мм многоразовая, длина 35см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø7мм многоразовая, длина 35см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø12 мм многоразовая, длина 35см
01-9131-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø2,5 мм многоразовая, длина 50см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Базовый комплект

01-1023-00	(x1 шт)	Игла для пневмоперитонеума типа Вереша , с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая, Ø2,7 мм, длина 15 см
01-1122-10	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1123-20	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1131-20	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, краном газоподачи, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 10 см
01-1133-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 10 см
01-1142-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 12 мм, рабочая длина 12 см
01-1332-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 10/5
01-1342-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 12/5
01-1332-30	(x1 шт)	Вставка переходная , накидная Ø 10/5мм
01-1723-00	(x1 шт)	Расширитель , переходник, с направляющей для смены троакара Ø 5/10мм
01-1730-00	(x1 шт)	Расширитель троакарного отверстия трехлепестковый
01-2520-02	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , типа «Франгенхайм», поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-20	(x1 шт)	Диссектор , типа «Микстер», бранши изогнутые под углом 90°, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-23	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши изогнутые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-11	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши изогнутые по плоскости, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-12	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши прямые, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2620-36	(x1 шт)	Зажим , тип «Клинч», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-37	(x1 шт)	Зажим , универсальный, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-40	(x1 шт)	Зажим , окончатый, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-54	(x1 шт)	Зажим , тип «Бэбкок», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-56	(x1 шт)	Зажим , тип «Граспер», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-59	(x1 шт)	Зажим , тип «Крок-Олми», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-60	(x1 шт)	Зажим кишечный тип «Дорсей», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-67	(x1 шт)	Зажим тип «Зуб тигра 2*4 зуба», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-3220-21	(x1 шт)	Электрод , тип L-образный, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-3220-51	(x1 шт)	Электрод , тип шар, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-3510-01	(x4 шт)	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов, со штекером 4 мм, длина 3 м
01-3621-01	(x1 шт)	Зажим биполярный , тип Роби, окончатые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5 мм, длина 33 см
01-3520-21	(x1 шт)	Кабель для подключения биполярных инструментов (зажимов, диссекторов, щипцов), с двумя штекерами по 4 мм, длина 3 м
01-6030-20	(x1 шт)	Инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор), с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с трехходовым краном, в комплекте с трубками Ø 5 и 10 мм, длина 33 см
01-6530-20	(x1 шт)	Ретрактор пятилепестковый с изгибаемой рабочей частью, Ø 10 мм
01-4212-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , для ушивания троакарных ран, с трехколыцевой рукояткой, Ø 2мм, рабочая длина 21 см
01-4321-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , биопсийная

Продолжение базового комплекта для лапароскопии, см. следующую страницу

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Базовый комплект

01-4322-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , инъекционная (пункционная)
01-4121-00	(x1 шт)	Инструмент для опускания и затягивания узла
01-4023-20	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши изогнуты влево, Ø 5мм, длина 33 см
01-4023-10	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши прямые, Ø 5мм, длина 33 см
01-5430-33	(x1 шт)	Клип-апликатор для средне-больших титановых клипс, цветовой код зеленый разборный, Ø 10 мм, рабочая длина 33 см
91-0103-6	(x1 уп)	Картридж со средне-большими клипсами , стерильный, цветовой код зеленый, по 6 клипс в картридже, 18 карт./упаковка
91-71-PP-0	(x1 уп)	Эндолигатура с петлей типа Редера, с нерассасывающейся синтетической нитью, одноразовая, стерильная 10 шт./упаковка
91-8110-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 200 мл, 10 шт./упаковка
91-8120-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 400 мл, 10 шт./упаковка
91-8130-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 800 мл, 10 шт./упаковка
00-0402	(x1 шт)	Корзина для стерилизации и хранения эндоскопов , размер 460x150x52, на 4 эндоскопа
01-6730-00	(x1 шт)	Манипулятор-ассистент хирурга , система-держатель для инструментов и эндоскопов
01-9112-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7 мм, многоразовая, длина 20 см
01-9113-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12 мм многоразовая, длина 20 см
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5 мм многоразовая, длина 35 см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7мм многоразовая, длина 35 см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12 мм многоразовая, длина 35 см
01-9131-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5 мм многоразовая, длина 50 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Бариатрический комплект



01-1123-20L	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 15 см
01-1133-20L	(x2шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 15 см
01-1143-20L	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 12 мм, рабочая длина 15 см
01-1161-10L	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 15 мм, рабочая длина 15 см
01-1171-10L	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 20 мм, рабочая длина 15 см
01-1332-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуционная гильза Ø 10/5
01-1342-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуционная гильза Ø 12/5
01-1332-30	(x1 шт)	Вставка переходная , накидная Ø 10/5мм
01-1723-00	(x1 шт)	Расширитель , переходник, с направляющей для смены троакара Ø 5/10мм
01-1730-00	(x1 шт)	Расширитель троакарного отверстия трехлепестковый
01-2520-02L	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , типа «Франгенхайм», поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см
01-2520-23L	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши изогнутые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см
01-2520-11L	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши изогнутые по плоскости, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см
01-2620-36L	(x1 шт)	Зажим , тип «Клинч», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-40L	(x1 шт)	Зажим , окончатый, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-54L	(x1 шт)	Зажим , тип «Бэбкок», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-56L	(x1 шт)	Зажим , тип «Граспер», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-59L	(x1 шт)	Зажим , тип «Крок-Олми», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-60L	(x1 шт)	Зажим кишечный тип «Дорсей», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-67L	(x1 шт)	Зажим тип «Зуб тигра 2*4 зуба», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см, рукоятка с кремальерой
01-3220-21L	(x1 шт)	Электрод , тип L-образный, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см
01-3220-51L	(x1 шт)	Электрод , тип шар, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 45 см
01-3510-01	(x3 шт)	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов, со штекером 4 мм, длина 3 м
01-3621-01L	(x1 шт)	Зажим биполярный , тип Роби, окончатые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5 мм, длина 45 см
01-3621-03L	(x1 шт)	Диссектор биполярный , изогнутые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5 мм, длина 45 см
01-3520-21	(x2 шт)	Кабель для подключения биполярных инструментов (зажимов, диссекторов, щипцов), с двумя штекерами по 4 мм, длина 3 м
01-6030-20L	(x1 шт)	Инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор), с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с трехходовым краном, в комплекте с трубками Ø 5 и 10 мм, длина 42 см
01-6530-20L	(x1 шт)	Ретрактор пятилепестковый с изгибаемой рабочей частью, Ø 10 мм
01-4023-20L	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши изогнуты влево, Ø 5мм, длина 45 см
01-4023-10L	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши прямые, Ø 5мм, длина 45 см
01-5430-33L	(x1 шт)	Клип-аппликатор для средне-больших титановых клипс, цветовой код зеленый разборный, Ø 10 мм, рабочая длина 45 см
91-0103-6	(x1 уп)	Картридж со средне-большими клипсами , стерильный, цветовой код зеленый, по 6 клипс в картридже, 30 карт./упаковка

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопии

Диагностический комплект

01-1023-00	(x1 шт)	Игла для пневмоперитонеума типа Вереша , с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая, Ø2,7 мм, длина 15 см
01-1122-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1123-20	(x2 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1131-20	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, краном газоподачи, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 10 см
01-2520-02	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , типа «Франгенхайм», поворотные разборные, обе branши подвижны с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2620-36	(x1 шт)	Зажим , тип «Клинч», поворотный разборный, обе branши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2520-23	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», branши изогнутые, поворотный разборный, обе branши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-4212-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , для ушивания троакарных ран, с трехкольцевой рукояткой, Ø 2мм, рабочая длина 21 см
01-4321-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , биопсийная
01-9122-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7мм многоцветная, длина 35 см
01-9123-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12 мм многоцветная, длина 35 см
01-9131-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5 мм многоцветная, длина 50 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопической хирургии в гинекологии Базовый комплект



01-1023-00	(x1 шт)	Игла для пневмоперитонеума типа Вереша , с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая, Ø2,7 мм, длина 15 см
01-1122-10	(x1 шт)	Троака р универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1123-20	(x2 шт)	Троака р универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5 мм, рабочая длина 10 см
01-1131-20	(x1 шт)	Троака р универсальный с силиконовым клапаном, краном газоподачи, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 10 см
01-1133-10	(x2 шт)	Троака р универсальный с форточным клапаном, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 10 мм, рабочая длина 10 см
01-1142-10	(x1 шт)	Троака р универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 12 мм, рабочая длина 12 см
01-1133-50	(x1 шт)	Троака р для кольпотомии универсальный с форточным клапаном, с ручным управлением клапаном, Ø 10 мм, с изолированным сферическим наконечником
01-1332-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 10/5
01-1342-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 12/5
01-1332-30	(x1 шт)	Вставка переходная , накидная Ø 10/5мм
01-1723-00	(x1 шт)	Расширитель , переходник, с направляющей для смены троакара Ø 5/10мм
01-1730-00	(x1 шт)	Расширитель троакарного отверстия трехлепестковый
01-2520-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , с иглой, поворотные разборные, обе бранши подвижны с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-20	(x1 шт)	Диссектор , типа «Микстер», бранши изогнутые под углом 90°, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-25	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши изогнутые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-11	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши изогнутые по плоскости, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2520-10	(x1 шт)	Ножницы , серповидные, бранши прямые, поворотные разборные, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-2620-36	(x1 шт)	Зажим , тип «Клинч», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-47	(x1 шт)	Зажим , универсальный, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-41	(x1 шт)	Зажим , окончатый, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-49	(x1 шт)	Зажим , типа «Фундус» маточный, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-32	(x1 шт)	Зажим , когтевой, поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-54	(x1 шт)	Зажим , тип «Бэбкок», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-34	(x1 шт)	Зажим , тип пулевой, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-59	(x1 шт)	Зажим , тип «Крок-Олми», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-60	(x1 шт)	Зажим кишечный тип «Дорсей», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-64	(x1 шт)	Зажим типа «Граспер» для фаллопиевых труб, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-67	(x1 шт)	Зажим тип «Зуб тигра 2*4 зуба», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой
01-2620-68	(x1 шт)	Зажим тип «Манхес», многозубчатый, поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см, рукоятка с кремальерой

Продолжение базового комплекта для лапароскопии в гинекологии, см. следующую страницу

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопической хирургии в гинекологии Базовый комплект

01-2630-30	(x1 шт)	Зажим хирургический маточный, зубчатый, поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 10 мм, длина 37 см, рукоятка с кремальерой
01-3220-21	(x1 шт)	Электрод , тип L-образный, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-3220-51	(x1 шт)	Электрод , тип шар, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5 мм, длина 33 см
01-3510-01	(x5 шт)	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов, со штекером 4 мм, длина 3 м
01-3621-01	(x1 шт)	Зажим биполярный , тип Роби, окончатые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5 мм, длина 33 см
01-3621-03	(x1 шт)	Диссектор биполярный , изогнутые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5 мм, длина 33 см
01-3520-21	(x2 шт)	Кабель для подключения биполярных инструментов (зажимов, диссекторов, щипцов), с двумя штекерами по 4 мм, длина 3 м
01-6030-20	(x1 шт)	Инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор), с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с трехходовым краном, в комплекте с трубками Ø 5 и 10 мм, длина 33 см
01-6530-20	(x1 шт)	Ретрактор пятилепестковый с изгибаемой рабочей частью, Ø 10 мм
01-6900-00	(x1 шт)	Маточный манипулятор , модель ММО-16, в сборе
01-6930-00	(x1 шт)	Внутриматочный зонд , канюля для хромосальпингоскопии
01-4212-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , для ушивания троакарных ран, с трехкольцевой рукояткой, Ø 2мм, рабочая длина 21 см
01-4321-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , биопсийная
01-4322-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , инъекционная (пункционная)
01-4121-00	(x1 шт)	Инструмент для опускания и затягивания узла
01-4023-20	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши изогнуты влево, Ø 5мм, длина 33 см
01-4023-10	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши прямые, Ø 5мм, длина 33 см
91-8120-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 400 мл, 10 шт./упаковка
91-8130-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 800 мл, 10 шт./упаковка
91-8140-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 1200 мл, 10 шт./упаковка
91-8150-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объем 1500 мл, 10 шт./упаковка
00-0402	(x1 шт)	Корзина для стерилизации и хранения эндоскопов , размер 460x150x52, на 4 эндоскопа
01-9112-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7 мм, многоразовая, длина 20 см
01-9113-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12 мм многоразовая, длина 20 см
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5 мм многоразовая, длина 35 см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7мм многоразовая, длина 35 см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12 мм многоразовая, длина 35 см
01-9131-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5 мм многоразовая, длина 50 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для гистероскопии и гистерорезектоскопии Базовый комплект



04-1100-00	(x1 шт)	Тубус диагностический , для эндоскопа Ø 2,7мм, с одним краном и одним переходником замком LUER
04-2320-20	(x1 шт)	Тубус операционный по ВЕТТОСНИ, в сборе, для эндоскопа Ø 4мм, с каналом для полужестких и гибких инструментов 7Ch, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER
03-1233-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , полужесткие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1233-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», полужесткие, обе бранши подвижные, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижные, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1233-31	(x1 шт)	Ножницы , полужесткие, одна бранша подвижна, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-31	(x1 шт)	Ножницы , гибкие, одна бранша подвижна, Ø 7Ch, длина 410мм
03-3100-00	(x1 шт)	Тубус резектоскопа с двумя вентилями постоянной ирригации, с керамической изоляцией, Ø 26/24 Ch, вращающийся, 30 градусов, в комплекте с обтюратором
03-3320-00	(x1 шт)	Пассивный рабочий элемент , с монополярным и биполярным режимами (гибридный)
03-3511-00	(x5 шт)	Электрод-петля 30° к рабочему элементу для резектотомии
03-3542-00	(x5 шт)	Электрод вапоризационный к рабочему элементу для резектотомии, шар Ø 5мм
03-3532-00	(x5 шт)	Электрод вапоризационный к рабочему элементу для резектотомии, цилиндр Ø 5мм
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 2,5мм многоцветная, длина 35 см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 7мм многоцветная, длина 35 см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 12 мм многоцветная, длина 35 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика



Набор инструментов для гистероскопии

Диагностический комплект

04-1100-00	(x1 шт)	Тубус диагностический , для эндоскопа Ø 2,7мм, с одним краном и одним переходником замком LUER
04-2220-20	(x1 шт)	Тубус операционный , неразборный, для эндоскопа Ø 4мм, с каналом для полужестких и гибких инструментов 7Ch, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER
03-1233-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , полужесткие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1233-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», полужесткие, обе бранши подвижные, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижные, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1233-31	(x1 шт)	Ножницы , полужесткие, одна бранша подвижна, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-31	(x1 шт)	Ножницы , гибкие, одна бранша подвижна, Ø 7Ch, длина 410мм
01-9121-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 2,5мм многоразовая, длина 35 см
01-9122-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 7мм многоразовая, длина 35 см
01-9123-00	(x2 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 12 мм многоразовая, длина 35 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопической хирургии в урологии Базовый комплект



01-1023-00	(x1 шт)	Игла для пневмоперитонеума типа Вереша , с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая, Ø 2,7мм, длина 15см
01-1122-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5мм, рабочая длина 10см
01-1123-20	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с краном газоподачи, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 5мм, рабочая длина 10см
01-1131-20	(x1 шт)	Троакар универсальный с силиконовым клапаном, краном газоподачи, с пирамидальным стилетом, Ø 10мм, рабочая длина 10см
01-1133-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с ручным управлением клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 10мм, рабочая длина 10см
01-1142-10	(x1 шт)	Троакар универсальный с форточным клапаном, с пирамидальным стилетом, Ø 12мм, рабочая длина 12см
01-1332-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 10/5
01-1342-10	(x1 шт)	Вставка переходная , редуцирующая гильза Ø 12/5
01-1332-30	(x1 шт)	Вставка переходная , накидная Ø 10/5мм
01-1723-00	(x1 шт)	Расширитель , переходник, с направляющей для смены троакара Ø 5/10мм
01-1730-00	(x1 шт)	Расширитель троакарного отверстия трехлепестковый
01-2520-02	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , типа «Франгенхайм», поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-20	(x1 шт)	Диссектор , типа «Микстер», бранши изогнутые под углом 90°, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-22	(x1 шт)	Диссектор , типа «Мэриленд», бранши изогнутые, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-11	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши изогнутые по плоскости, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2520-12	(x1 шт)	Ножницы , типа «Митценбаум», бранши прямые, поворотные разборные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-2620-36	(x1 шт)	Зажим тип «Клинч», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-37	(x1 шт)	Зажим , универсальный, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-44	(x1 шт)	Зажим , полуволна, поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-54	(x1 шт)	Зажим , тип «Бэбкок», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-62	(x1 шт)	Зажим , тип «Кельн», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-59	(x1 шт)	Зажим , тип «Крок-Олми», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-61	(x1 шт)	Зажим типа «Де Бейки», поворотный разборный, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-67	(x1 шт)	Зажим тип «Зуб тигра 2*4 зуба», поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-2620-68	(x1 шт)	Зажим тип «Манхес», многозубчатый, поворотный разборный, одна подвижная бранша, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см, рукоятка с кремальерой
01-3220-21	(x1 шт)	Электрод , тип L-образный, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3220-51	(x1 шт)	Электрод , тип шар, монополярный, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, Ø 5мм, длина 33см
01-3510-01	(x5 шт)	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов, со штекером 4мм, длина 3м
01-3621-01	(x1 шт)	Зажим биполярный , тип «Роби», окончатые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5мм, длина 33см
01-3621-03	(x1 шт)	Диссектор биполярный , изогнутые бранши, поворотный, разборный, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши подвижны Ø 5мм, длина 33см
01-3520-21	(x2 шт)	Кабель для подключения биполярных инструментов (зажимов, диссекторов, щипцов), с двумя штекерами по 4мм, длина 3м

Продолжение базового комплекта для лапароскопии в урологии, см. следующую страницу

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для лапароскопической хирургии в урологии Базовый комплект



01-6030-20	(x1 шт)	Инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор), с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с трехходовым краном, в комплекте с трубками Ø 5 и 10мм, длина 33см
01-6530-20	(x1 шт)	Ретрактор пятилепестковый с изгибаемой рабочей частью, Ø 10мм
01-6520-31	(x1 шт)	Ретрактор типа Голден Фингер Ø 5мм, тип 1
01-6520-33	(x1 шт)	Ретрактор типа Голден Фингер Ø 5 мм, тип 3
01-4212-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , для ушивания троакарных ран, с трехкольцевой рукояткой, Ø 2мм, рабочая длина 21см
01-4321-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , биопсийная
01-4322-00	(x1 шт)	Игла эндоскопическая , инъекционная (пункционная)
01-4121-00	(x1 шт)	Инструмент для опускания и затягивания узла
01-4023-20	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши изогнуты влево, Ø 5мм, длина 33см
01-4023-10	(x1 шт)	Иглодержатель , с твердосплавными вставками, эргономичная ручка-пистолет с отключаемой кремальерой, бранши прямые, Ø 5мм, длина 33см
01-5430-33	(x1 шт)	Клип-апликатор для средне-больших титановых клипс, цветовой код зеленый разборный, Ø 10мм, рабочая длина 33см
91-0103-6	(x1 уп)	Картридж со средне-большими клипсами , стерильный, цветовой код зеленый, по 6 клипс в картридже, 30 карт./упаковка
01-5630-43	(x1 шт)	Клип-апликатор для экстра-больших полимерных клипс, цветовой код бежевый разборный, Ø 10мм, рабочая длина 33см
91-0503-6	(x1 уп)	Картридж с экстра-большими клипсами , стерильный, цветовой код бежевый, по 6 клипс в картридже, 20 карт./упаковка
91-8120-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объём 400мл, 10 шт./упаковка
91-8130-00	(x1 уп)	Пакет для экстракции , стерильный, с трубкой, толкателем и металлической петлей на горловине пакета, объём 800мл, 10 шт./упаковка
00-0402	(x1 шт)	Корзина для стерилизации и хранения эндоскопов , размер 460x150x52, на 4 эндоскопа
01-9112-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7мм, многоразовая, длина 20см
01-9113-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12мм многоразовая, длина 20см
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5мм многоразовая, длина 35см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 7мм многоразовая, длина 35см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 12мм многоразовая, длина 35см
01-9131-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов, Ø 2,5мм многоразовая, длина 50см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для цистоскопии и ТУР

Базовый комплект



03-0110-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии , Ø 15,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0200-00	(x1 шт)	Мостик телескопический диагностический
03-0160-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии , Ø 21Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0161-00	(x1 шт)	Визуальный обтуратор , для тубуса Ø 21Ch, для эндоскопа Ø 4мм
03-0202-00	(x1 шт)	Мостик телескопический , с двумя инструментальными каналами Ø 7Ch
03-0201-00	(x1 шт)	Мостик телескопический , с одним инструментальным каналом Ø 7Ch
03-0170-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии , Ø 22,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0181-00	(x1 шт)	Визуальный обтуратор , для тубуса Ø 22,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм
03-0203-00	(x1 шт)	Механизм отклоняющий , с рычагом управления Альбарран, с двумя инструментальными каналами
03-1153-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1133-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные , гибкие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижные, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1133-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижные, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-14	(x1 шт)	Щипцы захватывающие , типа «Пеликан» (для каменной дорожки), гибкие, обе бранши подвижные, Ø 7Ch, длина 410 мм
03-1133-14	(x1 шт)	Щипцы захватывающие , типа «Пеликан», (для каменной дорожки), гибкие, обе бранши подвижные, Ø 5Ch, длина 410 мм
03-1153-31	(x1 шт)	Ножницы , гибкие, одна бранша подвижна, Ø 7Ch, длина 410мм
03-0410-00	(x1 уп)	Колпачок уплотнительный , для инструментальных каналов, 10шт. в уп.
03-3100-00	(x1 шт)	Тубус резектоскопа с двумя вентилями постоянной ирригации, с керамической изоляцией, Ø 26/24 Ch, вращающийся, 30 градусов, в комплекте со стандартным обтуратором
03-3112-00	(x1 шт)	Визуальный обтуратор , для тубуса резектоскопа, для эндоскопа Ø 4мм
03-3310-00	(x1 шт)	Активный рабочий элемент , с монополярным и биполярным режимами (гибридный)
03-3511-00	(x5 шт)	Электрод-петля 30° к рабочему элементу для резектотомии
03-3512-00	(x2 шт)	Электрод-петля 90° усиленная, к рабочему элементу для резектотомии
03-3542-00	(x1 шт)	Электрод вapoризацIoнный к рабочему элементу для резектотомии, шар Ø 5мм
03-3532-00	(x1 шт)	Электрод вapoризацIoнный к рабочему элементу для резектотомии, цилиндр Ø 5мм
01-9121-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 2,5мм многоцветная, длина 35 см
01-9122-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 7мм многоцветная, длина 35 см
01-9123-00	(x5 шт)	Щетка для чистки инструментов Ø 12 мм многоцветная, длина 35 см

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для цистоскопии

Диагностический комплект

03-0110-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии, Ø 15,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0200-00	(x1 шт)	Мостик телескопический диагностический
03-0160-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии, Ø 21Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0161-00	(x1 шт)	Визуальный обтуратор, для тубуса Ø 21Ch, для эндоскопа Ø 4мм
03-0202-00	(x1 шт)	Мостик телескопический, с двумя инструментальными каналами Ø 7Ch
03-0201-00	(x1 шт)	Мостик телескопический, с одним инструментальным каналом Ø 7Ch
03-0170-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии, Ø 22,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0181-00	(x1 шт)	Визуальный обтуратор, для тубуса Ø 22,5Ch, для эндоскопа Ø 4мм
03-0203-00	(x1 шт)	Механизм отклоняющий, с рычагом управления Альбарран, с двумя инструментальными каналами
03-1153-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные, гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1133-01	(x1 шт)	Щипцы биопсийные, гибкие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410мм
03-1133-11	(x1 шт)	Щипцы захватывающие типа «Аллигатор», гибкие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410мм
03-1153-14	(x1 шт)	Щипцы захватывающие, типа «Пеликан» (для каменной дорожки), гибкие, обе бранши подвижны, Ø 7Ch, длина 410 мм
03-1133-14	(x1 шт)	Щипцы захватывающие, типа «Пеликан», (для каменной дорожки), гибкие, обе бранши подвижны, Ø 5Ch, длина 410 мм
03-1153-31	(x1 шт)	Ножницы, гибкие, одна бранша подвижна, Ø 7Ch, длина 410мм
03-0410-00	(x1 уп)	Колпачок уплотнительный, для инструментальных каналов, 10шт. в уп.

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Набор инструментов для детской цистоскопии

Диагностический комплект

00-1115-01	(x1 шт)	Эндоскоп для детской цистоскопии, Ø 2,7мм, длина 190мм, угол направления наблюдения 0°
00-1115-03	(x1 шт)	Эндоскоп для детской цистоскопии, Ø 2,7мм, длина 190мм, угол направления наблюдения 30°
03-0100-10	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии, Ø 11Ch, для эндоскопа Ø 2,7мм и длиной 190мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0100-00	(x1 шт)	Тубус для диагностической цистоуретроскопии, Ø 14Ch, для эндоскопа Ø 2,7мм и длиной 190мм, с двумя кранами и двумя переходниками с замками LUER, в комплекте со стандартным обтуратором
03-0201-10	(x1 шт)	Мостик телескопический, с одним инструментальным каналом Ø 5Ch
03-0203-10	(x1 шт)	Механизм отклоняющий, с рычагом управления Альбарран, с двумя инструментальными каналами, к тубусу Ø 14Ch
03-0410-00	(x1 уп)	Колпачок уплотнительный, для инструментальных каналов, 10шт. в уп.

*Состав набора инструментов может быть изменен по требованию заказчика

Жесткие эндоскопы

Для лапаро-, гистеро-, цисто-, артро- и риноскопии

00-1147-01	Эндоскоп (лапароскоп), Ø10 мм, длина 320 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1147-03	Эндоскоп (лапароскоп), Ø10 мм, длина 320 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1137-01	Эндоскоп (лапароскоп), Ø5 мм, длина 290 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1137-03	Эндоскоп (лапароскоп), Ø5 мм, длина 290 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1127-01	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø4 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1127-02	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø4 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 12°
00-1127-03	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø4 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1127-05	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø4 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 70°
00-1117-01	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø2,7 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1117-03	Эндоскоп (цистоскоп, гистероскоп), Ø2,7 мм, длина 300 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1124-01	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø4 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1124-03	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø4 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1124-04	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø4 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 45°
00-1124-05	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø4 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 70°
00-1124-06	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø4 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 90°
00-1114-01	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø2,7 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 0°
00-1114-03	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø2,7 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 30°
00-1114-05	Эндоскоп (артроскоп, риноскоп), Ø2,7 мм, длина 175 мм, угол направления наблюдения 70°